



ЧЕК-ЛИСТ

Чем отличаются BioDrone, BioTuning, BioSetting?



BioDrone

Иммуноактиватор на основе гуминовых веществ



BioTuning

Комплексный адаптоген на основе Colostrum для smart-настройки организма



BioSetting

Smart-протектор на основе полипептидов

Натуральные природные компоненты



BioDrone

Гуминовые вещества
В одной ампуле-монодозе:
Гуминовые кислоты — 18 мг (36 % от АУП)



BioTuning

Сгущенная молочная подтворожная сыворотка, Colostrum, КПД, релакт, инулин, дигидрокверцетин

Продукт содержит более 30 активных компонентов.
1 стик содержит:
Дигидрокверцетин — 10 мг (40 % от АУП)
Инулин — 0,9 мг (36 % от АУП)



BioSetting

Полипептиды, дигидрокверцетин, пихтовый экстракт, арабиногалактан

В одной ампуле-монодозе:
Полипептиды — 8 мг (80 % от АУП)
Дигидрокверцетин — 12,5 мг (50 % от АУП)

*АУП — адекватный уровень потребления, согласно Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Глава II, Раздел 1, Приложение 5

Эффект

- Оптимизирует работу иммунной системы
- Препятствует проникновению и размножению большинства вирусных инфекций
- Является мощным антиоксидантом
- Улучшает усвоение питательных веществ и витаминов
- Способствует очищению организма от тяжелых металлов, токсинов, продуктов распада никотина и алкоголя
- Помогает бороться с проявлением аллергических реакций

- Поддерживает микробиом и комфортное пищеварение
- Тормозит развитие патогенной микрофлоры
- Дает запас энергии и сил для достижения результатов
- Помогает быстро восстановиться после нагрузок и различных видов стрессов
- Стабилизирует работу нервной системы
- Поддерживает красоту и молодость

- Повышает активность головного мозга
- Защищает и восстанавливает клетки печени
- Поддерживает сердечно-сосудистую систему, укрепляет сосуды и улучшает кровоток
- Активизирует метаболизм
- Улучшает обмен холестерина
- Улучшает работу дыхательной системы

Основные механизмы действия

- Классический M1-активатор иммунитета
- Выработка специальных активных веществ для борьбы с аллергиями, инфекционно-воспалительными процессами с высокой антиоксидантной и антирадикальной активностями, защищающими клетки от окислительного стресса

- Восстановление микрофлоры за счет пробиотических и пребиотических компонентов
- Обеспечение местной защиты от бактериальных инфекций иммуноглобулинами, которые секретируются на слизистых оболочках
- Растворение оболочки патогенных бактерий за счет лизоцима

- Регенерация клеток, перенос питательных веществ в клетку и выведение отработанных метаболитов
- Регуляция липидного спектра крови за счет активации транспорта долинхола
- Расширение энергетического потенциала (восполнение энергоресурсов клетки всех систем органов за счет улучшения работы митохондрий)

Применение



1 ампулу-монодозу растворить в стакане питьевой воды комнатной температуры, принимать 1 раз в день



2 стика в день, продукт готов к употреблению



1 ампулу-монодозу растворить в стакане питьевой воды комнатной температуры, принимать 1 раз в день

Схема совместного приема



Утро

1 ампула BioDrone за 30 мин. до еды

1x



День

1 стик BioTuning + 1 ампула BioSetting

1x



+1x



Вечер

1 стик BioTuning

1x



Сочетаются между собой и усиливают действие друг друга

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.



nlstar.com